

**LT**

***PRIEDAS***

**BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA**

DEC-AHOL® Product Family

**Produkto tipas (-ai)**

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

**Autorizacijos liudijimo numeris** EU-0024324-0000

**R4BP objekto numeris** EU-0024324-0000

---

**Dalis I.**  
**PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO**

## Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Grupės pavadinimas

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	DEC-AHOL® Product Family
---------------------------------	--------------------------

### 1.2. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
----------------------	--

### 1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Veltek Associates Inc. Europe
	Adresas	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad kita: Netherlands
Autorizacijos numeris		EU-0024324-0000
<i>R4BP objekto numeris</i>		EU-0024324-0000
Autorizacijos liudijimo data		20/04/2021
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/03/2031

### 1.4. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Veltek Associates, Inc.,
Gamintojo adresas	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Veltek Associates, Inc., site 1 15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Jungtinės Amerikos Valstijos

### 1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Propan-2-olis
Gamintojo pavadinimas	Exxon Mobil Chemical Company
Gamintojo adresas	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Exxon Mobil Chemical Company site 1 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos

Veiklioji medžiaga	Propan-2-olis
Gamintojo pavadinimas	Monument Chemical Houston, LTD
Gamintojo adresas	16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Monument Chemical Houston, LTD site 1 16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston Jungtinės Amerikos Valstijos

---

Veiklioji medžiaga	Propan-2-olis
Gamintojo pavadinimas	Shell Chemicals
Gamintojo adresas	150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Kanada
Gamybos vieta	Shell Chemicals site 1 150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Kanada

---

## Skyrius 2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	64,8 - 65,4 % (masės dalis)

### 2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	AE Aerosolinis purkštuvas AL Bet kuris kitas skystis XX kita: AL (any other liquid) - RTU wipe
----------------------	--

---

**Dalis II.**  
**ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO**  
**CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)**

---

## **Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

### **1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Meta SPC 1
------------------	----------------------

### **1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-1
---------	-----

### **1.3. Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
----------------------	--

---

## Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 1

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4 % (masės dalis)

### 2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1

Produkto tipas (-ai)	XX kita: AL (any other liquid) - RTU wipe
----------------------	---



### Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1

Pavojingumo frazės	<p>H225: Labai degūs skystis ir garai.</p> <p>H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilinėjimą.</p>
Atsargumo frazės	<p>P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti garų.</p> <p>P264: Po naudojimo rankos kruopščiai nuplauti</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P304+P340: [KVĖPUS:: išnešti nukentėjusį] į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skaluti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P312: Pasijutus blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.</p> <p>P280: Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p>

## Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

### 4.1. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 1. 1.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas; šluostės (po vieną ir po daugiau supakuotos šluostės)**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: bakterijos Vystymosi stadija: kita: -  Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: mielės Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Dezinfekavimo šluostė, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Paviršių šluostymas  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: -  Skiedimas (%): Paruošta naudoti  Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną. Sąlyčio trukmė: 2 minutes.  Atskirai supakuota šluostė: 15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 4 šluostė/m <sup>2</sup> 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 1 šluostė/m <sup>2</sup> 45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 1 šluostė/m <sup>2</sup>  Kartu su kitomis supakuota šluostė: 23 cm x 23 cm - 2 šluostė/m <sup>2</sup> 30,5 cm x 30,5 cm - 1 šluostė/m <sup>2</sup>
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Šluostės, iš anksto prisotintos 65.4 % w/w propan-2-olio ir injekcinio vandens (IV).  Atskirai supakuota šluostė

	<p>Šluostė sudaryta iš 100 % ištisinių siūlų poliesterio pluošto. Šluostės supakuotos į atskirus termiškai sandarius plastikinius maišelius, pagamintus iš mažo tankio polietileno.</p> <p>Pakuočių dydžiai:</p> <p>15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 100/dėžė, nesterilu</p> <p>15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu</p> <p>30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu</p> <p>45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu</p> <p>Kartu su kitomis supakuota šluostė  Šluostė sudaryta iš 100 % ištisinių siūlų poliesterio pluošto; 20 wipes per pack; folded together in a re-closable bag package.</p> <p>Pakuočių dydžiai:</p> <p>100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 200/dėžė, nesterilu  100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 200/dėžė, sterilu  100% polyester 23 cm x 23 cm šluostė - 200/dėžė, sterilu</p>
--	--

#### 4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusauskite paviršius. Naudokite tik drėgnas šluostas. Vienu metu išimkite po vieną ar dvi šluostas, kai šluostės supakuotos atskirai, ir po vieną šluostę, kai jos supakuotos kartu su kitomis šluostėmis. Įsitinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 2 minutes. Panaudotą šluostę išmeskite į uždara talpyklą, ir, jei naudojate po daugiau supakuotas šluostas, atidare uždarykite pakuotę.

Atskirai supakuota šluostė:

15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 4 šluostė/m<sup>2</sup>

30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 1 šluostė/m<sup>2</sup>

45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 1 šluostė/m<sup>2</sup>

Kartu su kitomis supakuota šluostė:

23 cm x 23 cm - 2 šluostė/m<sup>2</sup>

30,5 cm x 30,5 cm - 1 šluostė/m<sup>2</sup>

#### 4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

---

**4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

**4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

**4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

---

## **Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

### **5.2. Rizikos mažinimo priemonės**

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą. Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines. Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemonės.

Vengti patekimo į akis.

Neįkvėpti garų.

Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiui asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

**ĮKVĖPUS.** Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogiu kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

**PATEKUS ANT ODOS.** Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

**PATEKUS Į AKIS.** Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

---

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

#### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti. Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

#### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Laikyti žemesnėje nei 30 °C temperatūroje. Laikymo trukmė: 3 metai

---

## **Skyrius 6. KITA INFORMACIJA**

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

---

**Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1**

**7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	ALCOH-WI PE®	Rinka: LT
	PROCESS2 WIPE® IPA 70	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0024324-0001 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 % (masės dalis)



---

## **Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

### **1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 2 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Meta SPC 2
------------------	----------------------

### **1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-2
---------	-----

### **1.3. Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
----------------------	--

---

## Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 2

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	64,8 - 64,8 % (masės dalis)

### 2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 2

Produkto tipas (-ai)	AE Aerosolinis purkštuvas
----------------------	---------------------------

**Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS  
PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2**

<p>Pavojingumo frazės</p>	<p>H222 : Ypač degus aerosolis, H229 : Slėginė talpykla.: Kaitinama gali sprogti.</p> <p>H229: Slėginė talpykla.: Kaitinama gali sprogti.</p> <p>H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilinėjimą.</p>
<p>Atsargumo frazės</p>	<p>P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.</p> <p>P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.</p> <p>P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti garų.</p> <p>P264: Po naudojimo rankos kruopščiai nuplauti</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P304+P340: [KVĖPUS:: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P312: Pasijutus blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.</p> <p>P280: Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p>

## Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

### 4.1. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 1. 2.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas švariose patalpose; Aerosoliai (propelentas)**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: bakterijos Vystymosi stadija: kita: -  Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: mielės Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Aerosolis, purškiamas ant paviršių  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup>  Skiedimas (%): paruošta naudoti  Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną. Purškite produktą laikydami 15–20 cm atstumu 20 s/m <sup>2</sup> greičiu.  Sąlyčio trukmė: 1 minutę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	325 ml (11 uncijų) – aerosolio skardinė (iš vidaus padengta epoksidine fenolio derva)

#### 4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

---

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Purškite dezinfekuotinę paviršių 15–20 cm atstumu. Kruopščiai sudrėkinkite paviršių produktu 20 s/m<sup>2</sup> greičiu ir įsitikinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 1 minutę. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Produktu apdorotus skudurus ar šluostes reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### **4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### **4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

---

## **Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

### **5.2. Rizikos mažinimo priemonės**

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą. Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemonės.

Vengti patekimo į akis.  
Neįkvėpti garų.  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiame asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogų kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

---

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

#### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti. Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

#### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Laikymo trukmė: 3 metai

---

## **Skyrius 6. KITA INFORMACIJA**

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.



---

**Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ  
METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2**

**7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai),  
autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	DEC-AHOL ® AEROSO L WFI Form ula	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0024324-0002 1-2	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	64,8 % (masės dalis)

---

## **Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

### **1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 3 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Meta SPC 3
------------------	----------------------

### **1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-3
---------	-----

### **1.3. Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
----------------------	--

---

## Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 3

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4 % (masės dalis)

### 2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 3

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis
----------------------	----------------------------

### Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 3

Pavojingumo frazės	<p>H225: Labai degūs skystis ir garai.</p> <p>H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džūvimą arba skilinėjimą.</p>
Atsargumo frazės	<p>P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.</p> <p>P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti garų.</p> <p>P264: Po naudojimo rankos kruopščiai nuplauti</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P304+P340: [KVĖPUS:: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P312: Pasijutus blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio.</p> <p>P280: Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p>

## Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

### 4.1. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 1. 3.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas švariose patalpose; Purškiklis su gaiduku, skystis**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: bakterijos Vystymosi stadija: kita: -  Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: mielės Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Purškimas su gaiduku ant paviršių  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup>  Skiedimas (%): paruošta naudoti  Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną. Purškite produktą laikydami 15–20 cm atstumu. Naudoti 40 paspaudimų vienam m <sup>2</sup> .  Sąlyčio trukmė: 1 minutę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Purškiklis su gaiduku:  473 ml (16 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, sterilu  946 ml (32 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, sterilu  473 ml (16 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, nesterilu

	<p>946 ml (32 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, nesterilu</p> <p>Buteliai pagaminti iš didelio tankio polietileno, o panardinamasis vamzdelis – iš polipropileno. Butelio dangtelis ir indukcinis sandariklis yra polipropileningi. Polietileningas purkštuvas jau yra ant butelių arba teikiamas atskirai, kad klientas galėtų jį uždėti pats. Jei reikalaujama, kad gaidukai nebūtų uždėti, ant butelių būna užsukti polietileningi dangteliai. Kiekvienas butelis kartono dėžėje yra atskirai įpakotas į tris maišelius. Produktas vartotojams tiekiamas tik uždaroje dėžėje.</p> <p>Maišelis butelyje su gaiduku:</p> <p>500 ml (16 oz) – Maišelis butelyje su gaiduku - 12/dėžė, sterilu</p> <p>1000 ml (32 oz) - Maišelis butelyje su gaiduku - 12/dėžė, sterilu</p> <p>Buteliai pagaminti iš didelio tankio polietileno, ant jų jau yra polietileningi purkštuvai; panardinamasis vamzdelis yra polipropileningas. Maišelis butelyje yra pagamintas iš „Surlyn®“ (termoplastinės dervos). Kiekvienas butelis kartono dėžėje yra atskirai įpakotas į tris maišelius. Produktas vartotojams tiekiamas tik uždaroje dėžėje</p>
--	---

#### 4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Purškite dezinfekuotiną paviršių 15–20 cm atstumu. Kad paviršiai visiškai sudrėkinti (40 paspaudimų vienam m<sup>2</sup>). Leiskite suveikti bent 1 minutę. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Dezinfekuoti galima tik mažus paviršius. Produktu apdorotus skudurus ar šluostas reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### 4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### 4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 2. 3.2 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas švariose patalpose (įskaitant grindis); šluostymas**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: bakterijos Vystymosi stadija: kita: -  Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: mielės Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Sterilaus skuduro / šluostės sudrėkinimas prieš paviršiaus valymą  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup>  Skiedimas (%): paruošta naudoti  Taikymo skaičius ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.  Sąlyčio trukmė: 1 minutę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Suspaužiamas butelis:  473 ml (16 uncijų) – suspaužiamas, atskirai supakuotas į maišelį dėžėje po 12 vnt., sterilus;

	<p>473 ml (16 uncijų) – suspaudžiamas, į vieną didelį maišą su kitais supakuotas dėžėje po 12 vnt., sterilus. Su kitais supakuoti buteliai atskirai į maišelius neįdėti.</p> <p>Butelis pagamintas iš mažo tankio polietileno.</p> <p>Statinė arba butelis:</p> <p>18,9 litrai (5 galonų statinė) – į du maišus įpakuota talpykla po 1 vnt. dėžėje, sterili;</p> <p>3,79 litrai (1 galono butelis) – į du maišus įpakuota talpykla po 4 vnt. dėžėje, sterili;</p> <p>3,79 litrai (1 galono butelis) – į du maišus įpakuota talpykla po 4 vnt. dėžėje, nesterili.</p>
--	--

#### **4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos**

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Kruopščiai sudrėkinkite sterilų skudurą ar šluostę produktu ir visiškai sudrėkinkite paviršius. Leiskite suveikti bent 1 minutę. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Dezinfekuoti galima tik mažus paviršius. Produktu apdorotus skudurus ar šluostes reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### **4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### **4.2.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.



### 4.3. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 3. 3.3 Švarios patalpos pirštinių dezinfekavimas**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: bakterijos Vystymosi stadija: kita: -  Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: mielės Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti pirštinėmis apmautoms rankoms farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Skystų lašelių dozavimas ant pirštinių  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 1,5 ml pirštinei  Skiedimas (%): paruošta naudoti  Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.  Sąlyčio trukmė: 1 minutę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	946 ml (32 uncijų) butelis – 12 vnt. dėžėje, sterilus 946 ml (32 uncijų) butelis – 12 vnt. dėžėje, nesterilus Butelis yra pagamintas iš mažo tankio polietileno

#### 4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Mūvėdami pirštines palaikykite rankas po snapelio jutikliu, kad sugautumėte skystį. Kruopščiai patrinkite, kad skystis tolygiai pasiskirstytų, ir sudrėkinkite švarius pirštinių paviršius produktu. Nenušluostykite ir palikite drėgnas mažiausiai 1 minutę. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba, jei būtina, nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Produktu apdorotus skudurus ar šluostes reikia išmesti į uždaromą talpyklą. Nenaudoti ant plikų rankų.

---

#### **4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### **4.3.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

---

## **Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 3**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

### **5.2. Rizikos mažinimo priemonės**

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą. Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemones.

Vengti patekimo į akis.  
Neįkvėpti garų.  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiame asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogiu kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

---

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

#### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti. Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

#### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Laikymo trukmė: 3 metai

---

## **Skyrius 6. KITA INFORMACIJA**

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

---

**Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 3**

**7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	DEC-AHOL ® WFI Formula	Rinka: LT
	DEC-AHOL ® ASEPTI-CLEANSE	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0024324-0003 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 % (masės dalis)

---

## **Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

### **1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 4 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Meta SPC 4
------------------	----------------------

### **1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-4
---------	-----

### **1.3. Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
----------------------	--

---

## Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 4

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4 % (masės dalis)

### 2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 4

Produkto tipas (-ai)	AE Aerosolinis purkštuvas
----------------------	---------------------------



**Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS  
PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 4**

<p>Pavojingumo frazės</p>	<p>H222 : Ypač degus aerosolis, H229 : Slėginė talpykla.: Kaitinama gali sprogti.</p> <p>H229: Slėginė talpykla.: Kaitinama gali sprogti.</p> <p>H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilinėjimą.</p>
<p>Atsargumo frazės</p>	<p>P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.</p> <p>P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.</p> <p>P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti garų.</p> <p>P264: Po naudojimo rankos kruopščiai nuplauti</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P304+P340: [KVĖPUS:: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P312: Pasijutus blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.</p> <p>P280: Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p>

## Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

### 4.1. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 1. 4.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas švariose patalpose; Aerosoliai**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: bakterijos Vystymosi stadija: kita: -  Mokslinis pavadinimas: kita: nėra duomenų Bendras pavadinimas: kita: mielės Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Aerosolis, purškiamas ant paviršių  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup>  Skiedimas (%): paruošta naudoti  Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną. Purškite produktą laikydami 15–20 cm atstumu 20 s/m <sup>2</sup> greičiu.  Sąlyčio trukmė: 1 minutę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	325 ml (11 oz) – Inverta-Spray® rūko purškimas  Dengta aliuminiu, vidus padengtas epoksidine fenolio derva, su mažo tankio polietileno maišelio įdėklu (maišelis ant vožtuvo), suslėgto oro propelentas.

#### 4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

---

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Purškite dezinfekuotinę paviršių 15–20 cm atstumu. Kruopščiai sudrėkinkite paviršių produktu 20 s/m<sup>2</sup> greičiu ir įsitikinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 1 minutę. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Produktu apdorotus skudurus ar šluostas reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### **4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### **4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### **4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

---

## **Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 4**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

### **5.2. Rizikos mažinimo priemonės**

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą. Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemonės.

Vengti patekimo į akis.  
Neįkvėpti garų.  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiame asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogų kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

---

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

#### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti. Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

#### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio. Laikymo trukmė: 3 metai

---

## **Skyrius 6. KITA INFORMACIJA**

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

---

**Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ  
METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 4**

**7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai),  
autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	DEC-AHOL ® AEROSO L WFI Form ula Invertas pray	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0024324-0004 1-4	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 % (masės dalis)