

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027735-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027735-0001

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	9
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	10
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	10
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	10
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	10
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	10
6. Informazzjoni oħra	11

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Contec HydroPure
Contec Sterile HydroPure

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Contec Europe
	Indirizz	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027735-0000 1-1	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027735-0001	
Data tal-awtorizzazzjoni	31/07/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/06/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Contec Inc.,
Indirizz tal-manifattur	525 Locust Grove, 29303 Spartanburg, Istat Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway, NE63 8QW Ashington, Ir-Renju Unit

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals International
Indirizz tal-manifattur	Rue Ransbeek 310, 1120 Brussels, Il-Belġju
Post ta' 'siti ta' manifattura	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Il-Belġju
	Via Piave 6, Rosignano Solvay, I-57013 Livorno, Italja
	Köthensche Strasse 1-3, D06406 Bernburg, Ġermanja
	Baronet Road, WA4 6HA Warrington, Ir-Renju Unit
	Yrjönojentie 2, 45910 Voikkaa, Finlandja
	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povia de Santa Iria, Portugall

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,67

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel hands sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni tal-ghajnejn/protezzjoni tal-wiċċ.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu #1 – Applikazzjoni bi sprej bil-grillu fuq imselha adatta għall-cleanrooms biex jinfirex fuq il-wiċċ ta' gewwa ta' iżolaturi u Sistemi ta' Barriera b'Access Ristrett ('RABS')

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

/

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: /
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: /

Qasam tal-użu

Indoor

F'iżolaturi u RABS ippożizzjonati fi cleanrooms: diżinfekzjoni ta' wċuħ ibsin, mhux porużi. Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar tal-prodott fuq imselha adatta għall-cleanrooms użata għad-distribuzzjoni tal-prodott fuq il-wiċċ.

Deskrizzjoni dettaljata:

/

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: /

Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu ('RTU').

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il min u kontra ħmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C).

Il-frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxkun tal-isprej tal-polietilen ta' densità għolja ('HDPE') ta' 1L bi grillu aġġustabbli ssiġillat b'borża fuq barra tal-polietilen.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja l-prodott fuq imselha adatta għal cleanrooms ġewwa l-iżolatur jew RABS u użaha biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddiżinfetta. Kun żgur li l-wiċċ sħiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-hin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-ħmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal-prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti. Għal uċuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif gabel id-diżinfazzjoni.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita li tittrasferixxi mill-id għall-ghajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu #2 – Applikazzjoni permezz tat-tferrigh f'kontenitur u bl-użu ta' mselha adatta għal cleanrooms jew mopp biex tifrex fuq il-wiċċ ta' ġewwa ta' iżolaturi u RABS

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	/
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: / isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: /</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'izolaturi u RABS ippożizzjonati fi cleanrooms: dizinfekzjoni ta' wcuħ ibsin, mhux poruži. Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt u mbagħad ferxu fuq il-wiċċ b'imselħa adatta għal clean rooms jew mopp. Deskrizzjoni dettaljata: /</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: / Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il min u kontra hmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C). Il frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxkun tal-HDPE ta' 0.5L, 1 L u 5L b'tapp li juri jekk ikun imbagħbas issiġillat b'borża fuq barra tal-poliētilen.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt ġewwa l-izolatur jew RABS u uża mselħa adatta għal cleanrooms jew mopp biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddizinfetta. Kun żgur li l-wiċċ sħiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-hmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali. Għal ucuħ viżibbilment mahmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-dizinfekzjoni.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu #3 – Applikazzjoni permezz ta' sprej bil-grillu fuq imselħa adatta għal cleanrooms biex jinfirx fuq il-wiċċ ta' cleanrooms

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	/
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: / isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: /</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' wċuħ ibsin, mhux porużi fi cleanrooms. Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejja l-prodott fuq imselħa adatta għal cleanrooms użata biex tferrex il-prodott fuq il-wiċċ. Deskrizzjoni dettaljata: /</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: / Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il min u kontra hmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C). Il-frekwenza tal-applikazzjonijiet hija</p>

	specifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-isprej tal-HDPE ta' 1L bi grillu agġustabbli issiġillat b'borża fuq barra tal-polietilen.

4.3.1 Uża specifiki istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja l-prodott fuq imselha adatta għal clean rooms u użaha biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddiżinfetta fil-cleanroom. Kun żgur li l-wiċċ shih huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-ħmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal-prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti tal-prodott bijocidali. Għal uċuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-diżinfazzjoni

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiki għall-użu

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-diżinfazzjoni ta' wċuħ żgħar. L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju. Għall-użu fi cleanrooms, huwa obbligatorju li jintużaw kontrolli teknici/tal-ingerinija xierqa għat-tneħħija ta' residwi fl-arja, eż. ventilazzjoni tal-kamra jew Ventilazzjoni Lokali ta' Egżost ('LEV'). Hija obbligatorja rata minima ta' ventilazzjoni ta' 360/siegħa għal cleanrooms fejn jiġi applikat il-prodott.

4.3.3 Fejn specifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Uża #4 – Applikazzjoni permezz tat-tferrigh f'kontenitur u l-użu ta' mselha adatta għal clean rooms jew mopp biex jinfirex fuq l-uċuh ta' cleanrooms

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	/
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: / isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: /</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' wċuħ ibsin, mhux porużi fi cleanrooms. Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt u mbagħad ifrex fuq il-wiċċ b'imselha adatta għal cleanrooms jew mopp. Deskrizzjoni dettaljata: /</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: / Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il min u kontra ħmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C). Il-frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE ta' 0.5L, 1 L u 5L b'tapp li juri jekk ikun imbagħbas issigillat b'borża fuq barra tal-poliutilen.

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt u uża mselha adatta għal cleanrooms jew mopp biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddizinfetta fil-cleanroom. Kun żgur li l-wiċċ sħiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-ħmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal-prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti tal-prodott b'joidali. Għal uċuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-dizinfazzjoni.

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

It-tferriġh tal-prodott għandu jsir fi kmamar ventilati biss (b' minimu ta' 3 skambji tal-arja/siegħa).

Huwa obbligatorju l-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott.

Għall-użu fi cleanrooms, huwa obbligatorju li jintużaw kontrolli tekniċi/tal-inġinerija xierqa għat-tneħħija ta' residwi fl-arja, eż. ventilazzjoni tal-kamra jew LEV. Hija obbligatorja rata minima ta' ventilazzjoni ta' 360/siegħa għal cleanrooms fejn jiġi applikat il-prodott.

Jekk il-prodott jiġi applikat bl-imsiħ, id-diżinfezzjoni għandha tkun limitata għal żona żgħira.

Meta tuża l-prodott b'mopp għad-diżinfezzjoni tal-pavimenti jew uċuħ ohra kbar fi cleanrooms, għandek tikkunsidra miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji addizzjonali:

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE, respiratory protective equipment) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju għall-utent professjonali u l-persunal l-ieħor kollu fil-kamra. Huwa meħtieġ tal-inqas respiratur tal-purifikazzjoni tal-arja motorizzat b'elmu/barnuża/maskra (TH1/TM1), jew nofs maskra/maskra sħiħa b'kombinazzjoni ta' filtru tal-gass/P2 (tip ta' filtru (ittra, kulur tal-kodiċi) li jrid jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Il-persunal kollu jrid joħroġ mill-kamra wara d-distribuzzjoni bil-mopp.
- Kontrolli tekniċi jew tal-inġinerija għat-tneħħija ta' residwi fl-arja huma obbligatorji (eż. ventilazzjoni jew LEV) qabel mal-persunal professjonali jidholla jidhol f'żoni ttrattati wara d-diżinfezzjoni ta' wċuħ kbar. Immonitorja l-koncentrazzjoni fl-arja u kun żgur li l-valur ta' limitu (1.25 mg/m³) ma jinqabizx meta l-persunal professjonali jerġa' jidhol fiż-żona.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara Struzzjonijiet dwar użu speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Ebda ġerha oħra tas-saħħa mhi magħrufa jew mistennija f'każ ta' użu normali.

STRUZZJONIJIET DWAR L-EWWEL GĦAJNUNA

JEKK JITTIEHED MAN-NIFS: Jekk iseħħu sintomi sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tista' tibla'. M'GĦANDEKX TQANQAL ir-remettar. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu sintomi sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tgħmel hekk. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

MIŻURI TA' EMERĠENZA GĦALL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi ta' dan l-imballaġġ għandu dejjem jikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar ir-rimi tal-iskart u kull rekwiżit tal-awtoritajiet lokali reġjonali.

Tarmix il-prodott mhux użat fl-art, f'korpi tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) jew fid-drejn.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen f'żona xotta u ventilata sew u pproteġi minn hsara u dawl tax-xemx dirett.

Aħżen f'tankijiet tal-ħżin tal-massa maħsuba għal dan l-iskop jew fil-kontenitur oriġinali bil-ventilajiet.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Tpogġihx fil-friża.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

Il-ħajja ta' fuq l-ixkaffa: 24 xahar.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti.